



TREBON PLUS PowerPacks

Lessive désinfectante super concentrée pour le linge blanc et le linge de couleur grand teint, en sachets individuels prêts à l'emploi.



Propriétés

- 1 PowerPack = 1 cycle de lavage, 2 PowerPacks = lavage avec désinfection
- Particulièrement économique grâce à son dosage précis et au gain de temps ainsi réalisé
- Réduction des erreurs d'utilisation grâce à une manipulation simple
- Utilisation sûre grâce à l'absence de contact avec le produit
- Film pour sachets soluble dans l'eau, ne laissant aucun résidu
- Élimination en profondeur des taches de pigments et de graisse
- Idéal pour les chemises, le linge blanc et le linge de couleur qui ne déteint pas
- Désinfection efficace et blanchiment en douceur à partir de 40 °C
- Protection efficace contre les germes et les bactéries (y compris SARM), les champignons et les virus (par exemple, le coronavirus SARS-CoV-2, le norovirus, le rotavirus, l'hépatite, le VIH, etc.)
- Complexation fiable des ions de métaux lourds
- Protège contre l'incrustation dans les tissus et la formation de dépôts sur les machines
- Faible formation de mousse
- Exempt de zéolithes, de phosphates, de perborates, d'acide éthylène diamine tétraacétique (EDTA) et d'acide nitrilotriacétique (NTA)
- Utilisation en eau dure comme en eau douce
- Peut être utilisé à des températures comprises entre 30 et 90 °C, en fonction du type de linge
- Désinfection conforme au référencement de l'Institut Robert Koch: 60 °C avec un temps d'action de 20 minutes, rapport de bain 1:4
- Très économique grâce à des doses très faibles : 65 lavages possibles avec le contenu d'un seau

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d'utilisation et sont sans engagement de notre part.

Usage

Dosage :

Lavage = 1 PowerPack :

Ajouter 1 PowerPack* dans le compartiment à lessive de la machine à laver ou directement dans le tambour avec le linge.

Lavage et désinfection = 2 PowerPacks

Ajouter 2 PowerPacks* dans le tambour avec le linge

** pour une machine de 8 kg.*

Remarque : ne convient pas au lavage de la laine et de la soie.

Normes et tests

Homologué en tant que détergent désinfectant chimico-thermique par l'Institut Robert Koch conformément à l'article 18 de la loi allemande sur la protection contre les infections (IfSG) :

§ 18 IfSG :

- 4 g/l de poudre | 60 °C | temps d'action de 20 min | rapport de bain 1:4 | domaines d'efficacité A/B
(Type A = bactéricide + fongicide | Type B = virucide)

Virucide conforme à la norme DIN EN 14476 : 2016

- 4 g/l de lessive | 60 °C | temps d'action de 20 min
- 4,5 g/l de lessive | 60 °C | temps d'action de 15 min

Bactéricide conforme aux normes DIN EN 16616 et DIN EN 13727

- 2,5 g/l de bain | 60 °C | temps d'action de 20 min | rapport de bain 1:4
- 4 g/l de bain | 60 °C | temps d'action de 15 min | rapport de bain 1:4

Fongicide conforme à la norme DIN EN 13624

- 0,5 g/l de bain | 60 °C | temps de trempage de 15 min

**Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant leur utilisation.
Numéro d'inventaire : 91679**

Usage et stockage

TREBON PLUS PowerPacks peut être conservé dans son emballage d'origine fermé et utilisé 24 mois si les conditions de stockage sont bien respectées :

Stocker au sec et au frais. Date d'expiration : 24 mois suivant la date de production.

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d'utilisation et sont sans engagement de notre part.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111
www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, mailto: info@kreussler.com
TREBON PLUS PowerPacks TM F 05/26