



## OTTALIN PA-CONC

**Produit hautement concentré pour le blanchiment et la désinfection des textiles.**

### Propriétés

---

- Se prête à tous les types de lavage comme adjuvant de blanchiment.
- Assure le blanchiment des textiles en ménageant les fibres et a des propriétés désinfectantes.
- Actif dès 40 °C.
- Son efficacité est due à l'oxygène actif; les produits de décomposition sont totalement et rapidement dégradables.

### Données chimico-physiques

---

Aspect:	Liquide incolore et limpide
Densité:	1,157 g/ml
Viscosité:	5 - 10 mPas
Valeur pH:	1,0 (non dilué)

### Utilisation

---

Dosage au prélavage dès que le bain a atteint la température de lavage (de 40 à 70 °C):

Blanchiment normal: de 2 à 3 ml/kg de charge

Linge sale et taché: de 3 à 5 ml/kg de charge

Laisser agir pendant 10 à 20 minutes

## Certifications

---

Figure dans la liste des désinfectants de l'Institut Robert Koch, conformément à l'art. 18 de la loi relative aux épidémies, adaptés à la désinfection de linge dans des laveuses selon le procédé de désinfection chimico-thermique à 60 °C, temps d'action de 10 minutes, type A/B, dosage 1,2 g/l de TREBON SI en combinaison avec 0,8 g/l d'OTTALIN PA CONC.

Une demande de référencement a été déposée à l'Institut Robert Koch, conformément à l'art. 18 de la loi relative aux épidémies, pour la désinfection de linge dans des laveuses selon le procédé de désinfection chimico-thermique à 65 °C, temps d'action de 12 minutes, type A/B, dosage de 1,2 g/l de OTTALIN PA CONC en combinaison avec 1,2 g/l 1,2 g/l de DERVAL POWER C. Rapport de bain 1:4 (4 l d'eau pour 1 kg de linge sec).

**Utiliser les produits biocides avec précaution!**  
**Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.**

## Usage et stockage

---

OTTALIN PA CONC peut être stocké dans des bidons fermés pendant au moins 24 mois.

Stocker au frais, dans des locaux bien aérés et ne pas l'exposer aux rayons du soleil.

Refermer les bidons hermétiquement après chaque prélèvement.

Eviter toute impureté. Ne jamais introduire des restes du produit dans le récipient.

Date d'expiration: 24 mois suivant la date de production.

---

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d'utilisation et sont sans engagement de notre part.